

mariano escobedo n° 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

BIOCLÍNICOS FLEMING S.A DE C.V.

BIOFLEMING

**CALLE CONVENTO DE ACOLMAN NO. 34, COL. JARDINES DE SANTA MÓNICA, C.P. 54050,
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO**

*Ha sido acreditado como Laboratorio Clínico bajo la norma NMX-EC-15189-IMNC-2015 / ISO 15189:2012. Requisitos generales para la calidad y la competencia de laboratorios clínicos, para la disciplina de **Microbiología (Bacteriología Y Micología), Parasitología, Química Clínica, Uroanálisis, Hematología y Coagulación, Inmunología e Inmunoquímica.***

Acreditación Número: CL-029
Fecha de acreditación: 2012/10/19
Fecha de actualización: 2019/01/29
Número de Ref.: 18CL0408, 18CL0409, 18CL0411

El alcance para realizar las disciplinas es de conformidad con:

mariano escobedo n° 564
col. anzuers, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

Número de Ref.: 18CL0408, 18CL0409, 18CL0411

DISCIPLINA: MICROBIOLOGÍA (BACTERIOLOGÍA Y MICOLOGÍA)

NOMBRE DEL EXAMEN	MATRIZ	MÉTODO DE EXAMEN	MÉTODO DE MEDICIÓN	EQUIPO DE MEDICIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Exudado Faríngeo	Exudado faríngeo	Cultivo e Identificación Morfológica Colonial	No aplica	No aplica	BIOCLI-MB-001.023
Coprocultivo	Heces fecales	Cultivo e Identificación Morfológica Colonial	No aplica	No aplica	BIOCLI-MB-001.034
Investigación de hongos (lechoungueal)	Lecho ungueal	Aclaración de escamas conKOH	Observación microscópica	Microscopio Carl Zeiss	BIOCLI-ME-005

DISCIPLINA: PARASITOLOGÍA

NOMBRE DEL EXAMEN	MATRIZ	MÉTODO DE EXAMEN	MÉTODO DE MEDICIÓN	EQUIPO DE MEDICIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Coproparasitoscópico	Materia fecal	Microscópico	No aplica	No aplica	BIOCLI-IN-001.01

DISCIPLINA: QUÍMICA CLÍNICA

NOMBRE DEL EXAMEN	MATRIZ	MÉTODO DE EXAMEN	MÉTODO DE MEDICIÓN	EQUIPO DE MEDICIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Glucosa	Suero	GLUCOSA HEXOKINASA UV/NAD	Espectrofotometría Automatizada	AUTOANALIZADOR AU680 BECKMAN COULTER ANALIZER	BIOCLI-ME-QC-01
Urea	Suero	UREA-UV UREASA GLDH CINÉTICO UV	Espectrofotometría Automatizada	AUTOANALIZADOR AU680 BECKMAN COULTER ANALIZER	BIOCLI-ME-QC-02

mariano escobedo n° 564
col. anzuers, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

Número de Ref.: 18CL0408, 18CL0409, 18CL0411

NOMBRE DEL EXAMEN	MATRIZ	MÉTODO DE EXAMEN	MÉTODO DE MEDICIÓN	EQUIPO DE MEDICIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Creatinina	Suero	CREATININA JAFFÉ COLORIMÉTRICO CINÉTICO	Espectrofotometría Automatizada	AUTOANALIZADOR AU680 BECKMAN COULTER ANALIZER	BIOCLI-ME-QC-03
Ácido Úrico	Suero	ÁCIDO ÚRICO URICASA-POD ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO	Espectrofotometría Automatizada	AUTOANALIZADOR AU680 BECKMAN COULTER ANALIZER	BIOCLI-ME-QC-04
Colesterol	Suero	COLESTEROL CHOD POD ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO	Espectrofotometría Automatizada	AUTOANALIZADOR AU680 BECKMAN COULTER ANALIZER	BIOCLI-ME-QC-05
Transaminasa Oxalocética TGO (AST)	Suero	TGO (AST) NADH CINÉTICO UV IFCC REC	Espectrofotometría Automatizada	AUTOANALIZADOR AU680 BECKMAN COULTER ANALIZER	BIOCLI-ME-QC-015
Transaminasa Pirúvica TGP (ALT)	Suero	TGP (ALT) NADH CINÉTICO UV IFCC REC	Espectrofotometría Automatizada	AUTOANALIZADOR AU680 BECKMAN COULTER ANALIZER	BIOCLI-ME-QC-014
Fosfatasa Alcalina	Suero	FOSFATASA ALCALINA P- NITROFENILFOSFATO CINÉTICO DGKC	Espectrofotometría Automatizada	AUTOANALIZADOR AU680 BECKMAN COULTER ANALIZER	BIOCLI-ME-QC-018
Deshidrogenasa Láctica (LDH)	Suero	LDH PIRUVATO CINÉTICA UV. IFCC	Espectrofotometría Automatizada	AUTOANALIZADOR AU680 BECKMAN COULTER ANALIZER	BIOCLI-ME-QC-017
Calcio	Suero	CALCIO. ARSENAZO III COLORIMÉTRICO	Espectrofotometría Automatizada	AUTOANALIZADOR AU680 BECKMAN COULTER ANALIZER	BIOCLI-ME-QC-07

mariano escobedo n° 564
col. anzuers, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

Número de Ref.: 18CL0408, 18CL0409, 18CL0411

NOMBRE DEL EXAMEN	MATRIZ	MÉTODO DE EXAMEN	MÉTODO DE MEDICIÓN	EQUIPO DE MEDICIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Fósforo	Suero	FÓSFORO FOSFOSMOLIBDATO UV	Espectrofotometría Automatizada	AUTOANALIZADOR AU680 BECKMAN COULTER ANALIZER	BIOCLI-ME-QC-08
Magnesio	Suero	Magnesio azul gilidil colorimétrico	Espectrofotometría Automatizada	AUTOANALIZADOR AU680 BECKMAN COULTER ANALIZER	BIOCLI-ME-QC-09
Proteínas Totales	Suero	Proteínas totales. Biuret. Colorimétrico	Espectrofotometría Automatizada	AUTOANALIZADOR AU680 BECKMAN COULTER ANALIZER	BIOCLI-ME-QC-010
Albumina	Suero	Albumina Verde bromocresol. Colorimétrico	Espectrofotometría Automatizada	AUTOANALIZADOR AU680 BECKMAN COULTER ANALIZER	BIOCLI-ME-QC-011
Gama Glutamil Transpeptidasa (GGT)	Suero	GGT Substrato Carboxilado. P-Nitroanilina Cinético	Espectrofotometría Automatizada	AUTOANALIZADOR AU680 BECKMAN COULTER ANALIZER	BIOCLI-ME-QC-16
Triglicéridos	Suero	Colorimétrico	Espectrofotometría Automatizada	AUTOANALIZADOR AU680 BECKMAN COULTER ANALIZER	BIOCLI-ME-QC-06
Bilirrubina directa	Suero	Colorimétrico	Espectrofotometría Automatizada	AUTOANALIZADOR AU680 BECKMAN COULTER ANALIZER	BIOCLI-ME-QC-13
Bilirrubina Total	Suero	Colorimétrico	Espectrofotometría Automatizada	AUTOANALIZADOR AU680 BECKMAN COULTER ANALIZER	BIOCLI-ME-QC-12

mariano escobedo n° 564
col. anzuers, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

Número de Ref.: 18CL0408, 18CL0409, 18CL0411

DISCIPLINA: UROANÁLISIS

NOMBRE DEL EXAMEN	MATRIZ	MÉTODO DE EXAMEN	MÉTODO DE MEDICIÓN	EQUIPO DE MEDICIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Examen General de Orina	Orina	Análisis físico que incluye: Color y turbidez Análisis de orina rápido mediante tira reactiva para medir: Densidad urinaria, pH, esterasa de leucocitos, nitritos, proteínas, glucosa, cuerpos cetónicos, urobilinógeno, bilirrubina y hemoglobina	Visual Espectrofotometría colorimétrica	No aplica Urisys 1100 cobas	BIOCLI-ME-007

DISCIPLINA: HEMATOLOGÍA Y COAGULACIÓN

NOMBRE DEL EXAMEN	MATRIZ	MÉTODO DE EXAMEN	MÉTODO DE MEDICIÓN	EQUIPO DE MEDICIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Eritrocitos	Sangre con anticoagulante	Conteo celular	Conteo celular automatizado	LH750 BECKMAN COULTER	BIOCLI-ME-HE-01
Hemoglobina	Sangre con anticoagulante	Espectrofotometría	Espectrofotometría	LH750 BECKMAN COULTER	BIOCLI-ME-HE-01
Hematocrito	Sangre con anticoagulante	Por cálculo	Por cálculo	LH750 BECKMAN COULTER	BIOCLI-ME-HE-01

mariano escobedo n° 564
col. anzuers, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

Número de Ref.: 18CL0408, 18CL0409, 18CL0411

NOMBRE DEL EXAMEN	MATRIZ	MÉTODO DE EXAMEN	MÉTODO DE MEDICIÓN	EQUIPO DE MEDICIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Volumen globular medio	Sangre con anticoagulante	Por cálculo	Por cálculo	LH750 BECKMAN COULTER	BIOCLI-ME-HE-01
Leucocitos	Sangre con anticoagulante	Conteo celular	Conteo celular automatizado	LH750 BECKMAN COULTER	BIOCLI-ME-HE-01
Plaquetas	Sangre con anticoagulante	Conteo celular	Conteo celular automatizado	LH750 BECKMAN COULTER	BIOCLI-ME-HE-01
Linfocitos	Sangre con anticoagulante	Conteo celular	Conteo celular automatizado	LH780 BECKMAN COULTER	BIOCLI-ME-HE-01
Neutrófilos	Sangre con anticoagulante	Conteo celular	Conteo celular automatizado	LH780 BECKMAN COULTER	BIOCLI-ME-HE-01
Eosinófilos	Sangre con anticoagulante	Conteo celular	Conteo celular automatizado	LH780 BECKMAN COULTER	BIOCLI-ME-HE-01
Monocitos	Sangre con anticoagulante	Conteo celular	Conteo celular automatizado	LH780 BECKMAN COULTER	BIOCLI-ME-HE-01
Basófilos	Sangre con anticoagulante	Conteo celular	Conteo celular automatizado	LH780 BECKMAN COULTER	BIOCLI-ME-HE-01
Células no blancas	Sangre con anticoagulante	Conteo celular	Conteo celular automatizado	LH780 BECKMAN COULTER	BIOCLI-ME-HE-01

DISCIPLINA: INMUNOLOGÍA E INMUNOQUÍMICA

NOMBRE DEL EXAMEN	MATRIZ	MÉTODO DE EXAMEN	MÉTODO DE MEDICIÓN	EQUIPO DE MEDICIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Reacciones Febriles PARATÍFICO "A"	Suero	Antígeno-Anticuerpo	Agutinación en dilución / Visual	No aplica	BIOCLI-MM-001.028
Reacciones Febriles PARATÍFICO "B"	Suero	Antígeno-Anticuerpo	Agutinación en dilución / Visual	No aplica	BIOCLI-MM-001.028
Reacciones Febriles TÍFICO "O"	Suero	Antígeno-Anticuerpo	Agutinación en dilución / Visual	No aplica	BIOCLI-MM-001.028

mariano escobedo n° 564
col. anzuers, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

Número de Ref.: 18CL0408, 18CL0409, 18CL0411

NOMBRE DEL EXAMEN	MATRIZ	MÉTODO DE EXAMEN	MÉTODO DE MEDICIÓN	EQUIPO DE MEDICIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Reacciones Febriles TÍFICO "H"	Suero	Antígeno-Anticuerpo	Agutinación en dilución / Visual	No aplica	BIOCLI-MM-001.028
Reacciones Febriles PROTEUS OX19	Suero	Antígeno-Anticuerpo	Agutinación en dilución / Visual	No aplica	BIOCLI-MM-001.028
Reacciones Febriles BRUCELLA	Suero	Antígeno-Anticuerpo	Agutinación en dilución / Visual	No aplica	BIOCLI-MM-001.028
VDRL	Suero	Aglutinación en placa	Microscópica	Microscopio	BIOCLI-ME-INM-05
Anticuerpos a antígenos de superficie de Hepatitis B	Suero	Quimioluminiscencia	Quimioluminiscencia	ACCESS 2	BIOCLI-ME-INM-04
Antígeno de superficie de Hepatitis B	Suero	Quimioluminiscencia	Quimioluminiscencia	ACCESS 2	BIOCLI-ME-INM-03
Anticuerpos a Hepatitis C	Suero	Quimioluminiscencia	Quimioluminiscencia	ACCESS 2	BIOCLI-ME-INM-02
Anticuerpos a virus de inmunodeficiencia Humana VIH	Suero	Quimioluminiscencia	Quimioluminiscencia	ACCESS 2	BIOCLI-ME-INM-01

Responsables de Disciplina:

Q.F.B. Mauricio Mendizábal Flores

Q. F.B. Maria Alejandra Mena
Rodríguez

Efraín Rivera Santillán

Erick Andrés Martínez González

José Martín Laguna Sierra

Efraín Rivera Santillán

Microbiología (Bacteriología y Micología) Parasitología, Química Clínica, Uroanálisis, Hematología y Coagulación, Inmunología e Inmunoquímica
Microbiología

Química Clínica

Química clínica, Hematología y Coagulación, Inmunología e inmunoquímica

Hematología y coagulación

Hematología y coagulación

mariano escobedo n° 564
col. anzuers, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

Número de Ref.: 18CL0408, 18CL0409, 18CL0411

Sitio de Toma de Muestras:

Calle Convento de Acolman No. 34 Col. Jardines de Santa Mónica
Tlalnepantla estado de México C.P. 54050
Tel 53617225, 11063330

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c.

María Isabel López Martínez
Directora Ejecutiva

c.c.p. expediente